


# 5604-EL Bano stödhandtag med elknapp i handtaget 700mm

WC-Stödhandtag med elknapp i handtaget, montering på kasset/cistern

Höjden på WC-stödhandtaget är enkel att justera. Stödhandtaget kan individuellt justeras 100 mm. Höjden justeras enkelt med spak med demenssäkring. Den väl tilltagna längden ger ett bra ergonomiskt stöd. Genom att luta sig framåt och därmed förflytta kroppstyngden över knäna kan användaren resa sig upp och sätta sig ner med hjälp av det naturliga rörelsemönstret. I änden av handtaget finns ett specialutformat handtag som ger ett säkert och stadigt grepp. När WC-stödhandtaget inte används kan det vikas upp mot väggen, vilket frigör mer utrymme. WC-stödhandtagen följer med upp och ner när kassetten/cisternen höjjusteras. (200 mm)

5604-EL

Bano stödhandtag med elknapp i handtaget, grå (RSK: 848 74 11)



Testat för belastning upp till 250kg.

#### Material

- Intergralskum med polyuretanlack
- Natureloxerad aluminium beläggning
- Galvaniserat och pulverlackerat stål

## Produktinformation

Färger

Grå



Svart

